

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Матеріал роковини	Габарити раковини, мм	Артикул
	Д	Г	В			
керамограніт 300x300	600	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-09. 211
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 212
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 213
	900			поліпропілен	400x400x300	01-09. 221, 221л, 221п
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 222, 222л, 222п
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 223, 223л, 223п
	1200			поліпропілен	400x400x300	01-09. 231, 231л, 231п
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 232, 232л, 232п
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 233, 233л, 233п
				поліпропілен	400x400x300	01-09. 241, 241п
1500	епоксидний композит	450x368x280	01-09. 242, 242п			
	поліпропілен	490x390x290	01-09. 243, 243п			
нержавіюча сталь AISI 304	600	750	900	нержавіюча сталь	500x400x300	01-09. 311
	900					01-09. 321, 321л, 321п
	1200					01-09. 331, 331л, 321п
	1500					01-09. 341, 241п
Durcon з бортиком	600	750	900	епоксидний композит	450x368x280	01-09. 411
	900					01-09. 421, 421л, 421п
	1200					01-09. 431, 431л, 431п
	1500					01-09. 441, 441п
хімічно стійкий HPL пластик	600	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-09. 511
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 512
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 513
	900			поліпропілен	400x400x300	01-09. 521, 521л, 521п
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 522, 522л, 522п
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 523, 523л, 523п
	1200			поліпропілен	400x400x300	01-09. 531, 531л, 531п
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 532, 532л, 532п
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 533, 533л, 533п
				поліпропілен	400x400x300	01-09. 541, 541п
1500	епоксидний композит	450x368x280	01-09. 542, 542п			
	поліпропілен	490x390x290	01-09. 543, 543п			
HPL пластик з бортиком	600	750	900	поліпропілен	490x390x290	01-09. 511Б
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 512Б
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 513Б
	900			поліпропілен	400x400x300	01-09. 521Б, 521Бл, 521Бп
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 522Б, 522Бл, 522Бп
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 523Б, 523Бл, 523Бп
HPL пластик з бортиком	1200	750	900	поліпропілен	490x390x290	01-09. 531Б, 531Бл, 531Бп
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 532Б, 532Бл, 532Бп
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 533Б, 533Бл, 533Бп
	1500			поліпропілен	400x400x300	01-09. 541Б, 541Бп
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 542Б, 541Бп
поліпропілен	490x390x290	01-09. 543Б, 541Бп				

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Матеріал роковини	Габарити раковини, мм	Артикул
	Д	Г	В			
штучний кварцовий камінь	600	750	900	поліпропілен	490x390x290	01-09. 611
					400x400x300	01-09. 613
	900			поліпропілен	490x390x290	01-09. 621, 621л, 621п
					400x400x300	01-09. 623, 623л, 623п
	1200			поліпропілен	490x390x290	01-09. 631, 631л, 631п
					400x400x300	01-09. 633, 633л, 633п
	1500			поліпропілен	490x390x290	01-09. 641, 641п
					400x400x300	01-09. 643, 643п
камінь з бортиком	600	750	900	поліпропілен	490x390x290	01-09. 611Б
					400x400x300	01-09. 613Б
	900			поліпропілен	490x390x290	01-09. 621Б, 621Бл, 621Бп
					400x400x300	01-09. 623Б, 623Бл, 623Бп
	1200			поліпропілен	490x390x290	01-09. 631Б, 631Бл, 631Бп
					400x400x300	01-09. 633Б, 633Бл, 633Бп
	1500			поліпропілен	490x390x290	01-09. 641Б, 641Бп
					400x400x300	01-09. 643Б, 643Бп
керамограніт 800x800	600	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-09. 711
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 712
	900			поліпропілен	490x390x290	01-09. 713
				400x400x300	01-09. 721, 721л, 721п	
	1200			епоксидний композит	450x368x280	01-09. 722, 722л, 722п
				поліпропілен	490x390x290	01-09. 723, 723л, 723п
	1500			400x400x300	01-09. 731, 731л, 731п	
				епоксидний композит	450x368x280	01-09. 732, 732л, 732п
	поліпропілен			490x390x290	01-09. 733, 733л, 733п	
				400x400x300	01-09. 741, 741п	
епоксидний композит	450x368x280	01-09. 742, 742п				
поліпропілен	490x390x290	01-09. 743, 743п				

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Матеріал роковини	Габарити раковини, мм	Артикул
	Д	Г	В			
керамограніт 300x300	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 211
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 212
	900			поліпропілен	300x300x200	51-09. 221, 221л, 221п
	епоксидний композит			406x305x203	51-09. 222, 222л, 222п	
	1200			поліпропілен	300x300x200	51-09. 231, 231л, 231п
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 232, 232л, 232п
	1500			поліпропілен	300x300x200	51-09. 241, 241п
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 242, 242п
нержавіюча сталь AISI 304	600	600	900	нержавіюча сталь	500x400x300	51-09. 311
	900					51-09. 321, 321л, 321п
	1200					51-09. 331, 331л, 321п
	1500					51-09. 341, 241п
Durcon з бортиком	600	600	900	епоксидний композит	406x305x203	51-09. 411
	900					51-09. 421, 421л, 421п
	1200					51-09. 431, 431л, 431п
	1500					51-09. 441, 441п
хімічно стійкий HPL пластик	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	01-09. 511
				епоксидний композит	406x305x203	01-09. 512
	900			поліпропілен	300x300x200	01-09. 521, 521л, 521п
				епоксидний композит	406x305x203	01-09. 522, 522л, 522п
	1200			поліпропілен	300x300x200	01-09. 531, 531л, 531п
				епоксидний композит	406x305x203	01-09. 532, 532л, 532п
	1500			поліпропілен	300x300x200	01-09. 541, 541п
				епоксидний композит	406x305x203	01-09. 542, 542п
хімічно стійкий HPL пластик з бортиком	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 511Б
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 512Б
	900			поліпропілен	300x300x200	51-09. 521Б, 521Бл, 521Бп
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 522Б, 522Бл, 522Бп
	1200	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 531Б, 531Бл, 531Бп
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 532Б, 532Бл, 532Бп
	1500			поліпропілен	300x300x200	51-09. 541Б, 541Бп
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 542Б, 541Бп
штучний кварцовий камінь	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 611
	900					51-09. 621, 621л, 621п
	1200					51-09. 631, 631л, 631п
	1500					51-09. 641, 641п
камінь з бортиком	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 611Б
	900					51-09. 621Б, 621Бл, 621Бп
	1200					51-09. 631Б, 631Бл, 631Бп
	1500					51-09. 641Б, 641Бп
керамограніт 800x800	600	600	900	поліпропілен	300x300x200	51-09. 711
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 712
	900			поліпропілен	300x300x200	51-09. 721, 721л, 721п
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 722, 722л, 722п
	1200			поліпропілен	300x300x200	51-09. 731, 731л, 731п
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 732, 732л, 732п
	1500			поліпропілен	300x300x200	51-09. 741, 741п
				епоксидний композит	406x305x203	51-09. 742, 742п