

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Матеріал роковини	Габарити раковини, мм	Артикул	Розміри, мм			Габарити раковини,	Артикул
	Д	Г	В				Д	Г	В		
керамограніт 300x300	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 211	1200	600	900	300x300x200	51-10. 211
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 212				406x305x203	51-10. 212
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 213					
	1500			поліпропілен	400x400x300	01-10. 221	1500			300x300x200	51-10. 221
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 222				406x305x203	51-10. 222
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 223					
нержавіюча сталь AISI 304	1200	750	900	нержавіюча сталь	500x400x300	01-10. 311	1200	600	900	500x400x300	51-10. 311
	1500					01-10. 321	1500				51-10. 321
Durcon з бортиком	1200	750	900	епоксидний композит	450x368x280	01-10. 411	1200	600	900	406x305x203	51-10. 411
	1500					01-10. 421	1500				51-10. 421
хімічно стійкий HPL пластик	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 511	1200	600	900	300x300x200	51-10. 511
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 512				406x305x203	51-10. 512
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 513					
	1500			поліпропілен	400x400x300	01-10. 521	1500			300x300x200	51-10. 521
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 522				406x305x203	51-10. 522
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 523					
хімічно стійкий HPL пластик з бортиком	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 511Б	1200	600	900	300x300x200	51-10. 511Б
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 512Б				406x305x203	51-10. 512Б
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 513Б					
	1500			поліпропілен	400x400x300	01-10. 521Б	1500			300x300x200	51-10. 521Б
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 522Б				406x305x203	51-10. 522Б
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 523Б					
штучний кварцовий камінь	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 611	1200	600	900	300x300x200	51-10. 611
	1500				490x390x290	01-10. 613					
					1500	400x400x300	01-10. 621			1500	300x300x200
	490x390x290					01-10. 623					
камінь з бортиком	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 611Б	1200	600	900	300x300x200	51-10. 611Б
	1500				490x390x290	01-10. 613Б					
					1500	400x400x300	01-10. 621Б			1500	300x300x200
	490x390x290					01-10. 623Б					
керамограніт 800x800	1200	750	900	поліпропілен	400x400x300	01-10. 711	1200	600	900	300x300x200	51-10. 711
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 712				406x305x203	51-10. 712
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 713					
	1500			поліпропілен	400x400x300	01-10. 721	1500			300x300x200	51-10. 721
				епоксидний композит	450x368x280	01-10. 722				406x305x203	51-10. 722
				поліпропілен	490x390x290	01-10. 723					